

Limpieza de camillas, equipos, electrodos y material terapéutico

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Definir procesamiento entre usuarios sin dañar equipo ni permitir contacto contaminado.

2. Alcance y condiciones de uso

Elementos en contacto con piel íntegra, diferenciando personales, uso único y reutilizables. Sondas internas o contacto con piel lesionada requieren clasificación distinta.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Retirar paciente, material desechable y textiles usados

Retirar paciente, material desechable y textiles usados. Verificar si el elemento se comparte o está individualizado y si fabricante permite su limpieza y reutilización.

2. Camilla y apoyos: limpiar suciedad, uniones y puntos de contacto con producto compatible,

Camilla y apoyos: limpiar suciedad, uniones y puntos de contacto con producto compatible, desinfectar y mantener contacto; reemplazar tapicería agrietada que impide limpieza eficaz.

3. Equipos eléctricos: apagar o desconectar según manual, proteger ventilación y conectores,

Equipos eléctricos: apagar o desconectar según manual, proteger ventilación y conectores, limpiar carcasa y controles sin rociado directo ni inmersión. Dejar completamente seguro antes de energizar.

4. Cabezales de ultrasonido y accesorios: retirar gel y procesar según fabricante, diferencia

Cabezales de ultrasonido y accesorios: retirar gel y procesar según fabricante, diferenciando contacto con piel íntegra o no íntegra. No asumir que un gel o una barrera eliminan la limpieza requerida.

5. Electrodos y bandas: respetar uso único o asignación individual de autoadhesivos, métodos

Electrodos y bandas: respetar uso único o asignación individual de autoadhesivos, métodos de limpieza de reutilizables y límites por desgaste. Retirar esponjas, superficies o bandas deterioradas que no pueden reprocesarse de forma segura.

6. Pesas, balones, ayudas y colchonetas: procesar superficies de contacto según compatibilida

Pesas, balones, ayudas y colchonetas: procesar superficies de contacto según compatibilidad, secar y guardar. Verificar resistencia y estabilidad junto con limpieza antes del siguiente usuario.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Procesamiento entre usuarios según contacto.

No compartir elementos individualizados.

Retiro por material poroso o dañado no procesable.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Elemento código y material	
Contacto y clasificación	
Manual de fabricante	
Uso único individual compartido	
Producto y contacto	
Limpieza y secado	
Integridad	
Ejecutor y fecha	
Verificación	
Liberación	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Referencia técnica de infección

OMS, Hand hygiene in outpatient and home-based care (2012), estrategia multimodal y cinco momentos. Referencia técnica para adaptación ambulatoria, no reglamento colombiano ni sustituto de etiqueta o fabricante.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241503372>

Dispositivos

Decreto 4725 de 2005 y modificaciones: régimen sanitario y vigilancia. Resolución 3100, 11.1.3-11.1.4 y 11.3.1.15-21: dotación, conservación y tecnologías según oferta. Manuales completos del fabricante se anexan por marca y modelo.

<https://minsalud.gov.co/salud/medicamentos-y-tecnologias/Paginas/dispositivos-medicos-equipos-biomedicos.aspx>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576