

Manual de administración de equipos y material terapéutico

Manual | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Garantizar disponibilidad, funcionamiento, trazabilidad y uso seguro de equipos, muebles y ayudas según el procedimiento ofertado.

2. Alcance y condiciones de uso

Equipos biomédicos y material terapéutico propios, prestados o alquilados. Numeral 11.3.1.15: dotación según procedimientos documentados, sin listado universal ficticio.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Responsable clínico	Seleccionar equipo según indicación y comprobar uso seguro.
Proveedor técnico competente	Ejecutar mantenimiento, medición y evaluación trazables.
Operador entrenado	Revisar apertura, vigilar y retirar fallas de uso.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Registrar cada elemento con código, denominación, marca, modelo, serial o lote, ubicación,

Registrar cada elemento con código, denominación, marca, modelo, serial o lote, ubicación, propietario y condición. Clasificar equipo, dispositivo, ayuda, mueble o consumible.

2. Verificar indicación de uso, situación sanitaria aplicable, manual, accesorios y compatibi

Verificar indicación de uso, situación sanitaria aplicable, manual, accesorios y compatibilidad. Diferenciar registro sanitario de equipo de medición, certificado metrológico y autorización de comercialización.

3. Abrir hoja de vida con compra, instalación, entrenamiento, mantenimiento, fallas y cambios

Abrir hoja de vida con compra, instalación, entrenamiento, mantenimiento, fallas y cambios. Conservar manual auténtico de marca y modelo; este manual local no sustituye las instrucciones del fabricante.

4. Realizar revisión antes del uso: cables, conectores, carcasa, estabilidad, frenos, accesor

Realizar revisión antes del uso: cables, conectores, carcasa, estabilidad, frenos, accesorios, limpieza, función y vigencia de mantenimiento requerido. No usar un equipo dañado para completar la agenda.

5. Asignar mantenimiento y control metrológico según fabricante, uso, riesgo y regulación

Asignar mantenimiento y control metrológico según fabricante, uso, riesgo y regulación. No imponer calibración anual a todo elemento ni confundirla con mantenimiento o verificación funcional.

6. Retirar, señalar y aislar equipo con falla o alerta

Retirar, señalar y aislar equipo con falla o alerta. Definir equipo alternativo o reprogramación; liberar solo con comprobación técnica documentada y actualizar inventario cuando se da de baja.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Revisión de apertura y previa a sesión.

Hoja de vida por equipo identificable.

Retiro y liberación trazables.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.3 y 11.3.1.15-19: dotación según procedimientos documentados y modalidad. Manual, mantenimiento y metrología corresponden al equipo real.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Código y equipo	
Marca modelo serial	
Ubicación y propietario	
Situación sanitaria	
Manual y versión	
Accesorios	
Prueba de apertura	
Mantenimiento o verificación	
Falla y retiro	
Liberación técnica	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Dispositivos

Decreto 4725 de 2005 y modificaciones: régimen sanitario y vigilancia. Resolución 3100, 11.1.3-11.1.4 y 11.3.1.15-21: dotación, conservación y tecnologías según oferta. Manuales completos del fabricante se anexan por marca y modelo.

<https://minsalud.gov.co/salud/medicamentos-y-tecnologias/Paginas/dispositivos-medicos-equipos-biomedicos.aspx>

Tecnovigilancia

Resolución 4816 de 2008, artículos 12 y 14-16: responsable, información mínima y reporte; serios en 72 horas desde ocurrencia, no serios por consolidado trimestral, por canal aplicable al prestador.

https://normograma.invima.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minproteccion_4816_2008.htm

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576